


CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS


COMPRA DIRECTA 2017CD-000006-2941


FICHA TÉCNICA PARA REPUESTOS	ITEM No. 1	
------------------------------	-------------------	---

Código de la CCSS	856010490
Descripción del código CCSS	ELECTRODO COMBINADO CON SISTEMA DE REFERENCIA LL, PARA MEDICION DE PH. SIN ATC, PARA USAR EN PHMETRO METROHM MODELOS 713 Y 780
Código interno (número de parte)	856010490 (Código interno)
Descripción del código interno	Electrodo múltiple propósito sin ATC
Especificación técnica:	<p>Electrodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con cable para conector BNC • Sin ATC incorporado • Rango 0-14 • rango temperatura 0 °C a 80 °C • Rellenable 3 M KCl <p>En caso de que el electrodo requiera cable adaptador para entrada BNC, el mismo debe ser aportado. Similar a Número de catálogo Metrohm 6.0220.100 El repuesto es nuevo y su empaque debe venir sellado y rotulado</p>
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	1 año una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/8107BNUMD

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	<div>MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA)</div> <div>MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA)</div> <div>2017.02.20 11:49:20 -06'00'</div>
REVISADO POR:	<div>OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA)</div> <div>OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA)</div> <div>2017.02.20 11:49:53 -06'00'</div>




FICHA TÉCNICA PARA REPUESTOS	ITEM No. 2	
------------------------------	--	---

Código de la CCSS	848400053
Descripción del código CCSS	SELLO DE ROTOR DEL INYECTOR PARA AUTOMUESTREADOR AGILENT 1100 Y 1200
Código interno (número de parte)	0100-1849
Descripción del código interno	Sello de rotor del inyector para automuestreador Agilent 1200
Especificación técnica:	Sello de rotor para el inyector del automuestreador para Cromatografía Líquida de Alta Resolución, AGILENT modelos 1200. Número de parte Agilent 0100-1849. El repuesto es original y debe venir en su empaque original sellado
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	Catálogo Agilent Technologies Edición 2009-2010

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 11:25:52 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 14:38:57 -06'00'







Código de la CCSS	848400001
Descripción del código CCSS	SELLO AISLANTE PARA VÁLVULA DE INYECCIÓN DEL AUTOMUESTREADOR DEL CROMATÓGRAFO LÍQUIDO AGILENT MODELOS 1100 Y 1200
Código interno (número de parte)	0100-1852
Descripción del código interno	Sello aislante para válvula de inyección del Automuestreador del Cromatógrafo Líquido Agilent modelos 1200
Especificación técnica:	Sello aislante, para Automuestreador del Cromatógrafo Líquido Agilent modelos 1200. Número de parte Agilent 0100-1852 El repuesto es nuevo, original y debe venir en su empaque original sellado y rotulado
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	Catálogo Agilent Technologies Edición 2009-2010

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 13:45:14 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 14:39:41 -06'00'





FICHA TÉCNICA PARA REPUESTOS	4 ITEM No. 1	
------------------------------	--------------	---

Código de la CCSS	848400100
Descripción del código CCSS	EQUIPO CROMATOGRÁFO LÍQUIDO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES.
Código interno (número de parte)	0101-1416
Descripción del código interno	Sello de rotor de dos ranuras para automuestreador HPLC Agilent 1260
Especificación técnica:	Sello de rotor de dos ranuras para utilizarse en automuestreador para cromatografía líquida de alta resolución AGILENT modelo 1260. # PARTE: Agilent 0101-1416 El repuesto es nuevo, original y debe venir en su empaque sellado
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	http://www.agilent.com/store/en_US/Prod-0101-1416/0101-1416

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 13:51:04 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 14:40:40 -06'00'




FICHA TÉCNICA PARA REPUESTOS	ITEM No. 5	
------------------------------	------------	---

Código de la CCSS	848400100
Descripción del código CCSS	EQUIPO CROMATOGRAFO LÍQUIDO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.
Código interno (número de parte)	01078-87302
Descripción del código interno	Loop capilar 100 µL 01078-87302
Especificación técnica:	Loop capilar 100 µL para Cromatógrafo Líquido Agilent modelos 1200. Número de parte Agilent 01078-87302
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	Catálogo Agilent Technologies Edición 2009-2010

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 15:04:46 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 15:25:59 -06'00'





FICHA TÉCNICA PARA REPUESTOS	ITEM No. 6	
------------------------------	------------	---

Código de la CCSS	848400054
Descripción del código CCSS	SELLO LAVADO PARA BOMBA CROMATOGRÁFICA AGILENT 1100 Y 1200
Código interno (número de parte)	0905-1175
Descripción del código interno	Sello lavado para bomba cromatográfica Agilent 1200
Especificación técnica:	Sello lavado para bomba cromatográfica Agilent 1200. Número de parte Agilent 0905-1175 El repuesto es original y debe venir en su empaque original sellado y rotulado
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	Catálogo Agilent Technologies Edición 2009-2010

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 14:31:32 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 15:24:53 -06'00'










FICHA TÉCNICA PARA REPUESTOS	ITEM No. 17	
------------------------------	-------------	---

Código de la CCSS	848211500
Descripción del código CCSS	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ESPECTROFOTOMETRO.
Código interno (número de parte)	2140-0605
Descripción del código interno	Lámpara Deuterio 2140-0605 para espectrofotómetro UV Agilent 8453
Especificación técnica:	Lámpara Deuterio para espectrofotómetro UV Agilent 8453 Número de parte Agilent 2140-0605 El repuesto es original y debe venir sellado y rotulado
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	Catálogo Agilent Technologies Edición 2009-2010

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 15:07:17 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 15:26:28 -06'00'









FICHA TÉCNICA PARA REPUESTOS	ITEM No. 8	
------------------------------	------------	---

Código de la CCSS	848400100
Descripción del código CCSS	EQUIPO CROMATOGRFO LIQUIDO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.
Código interno (número de parte)	220-91472-05
Descripción del código interno	Kit de Mantenimiento para la bomba LC-20AD del Cromatógrafo Líquido de Alta Resolución SHIMADZU LC-20A
Especificación técnica:	<p>El kit contiene las siguientes partes:</p> <p>228-32784-91 Dos diafragmas de teflón </p> <p>228-35146-00 Dos sellos de pistón tipo GFP </p> <p>228-35601-93 Dos pistones de zafiro </p> <p>228-35871-96 Dos filtros de línea </p> <p>228-45705-91 Dos válvulas check de salida </p> <p>228-45708-91 Un Filtro de succión ensamblado </p> <p>228-48249-91 Dos válvulas check de entrada tipo XR </p>
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	http://store.shimadzu.com/c-849-consumables.aspx

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 14:00:39 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 14:41:13 -06'00'










FICHA TÉCNICA PARA REPUESTOS	ITEM No. 9	
------------------------------	------------	---

Código de la CCSS	848400100
Descripción del código CCSS	EQUIPO CROMATOGRFO LÍQUIDO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.
Código interno (número de parte)	220-91472-06
Descripción del código interno	Kit de Mantenimiento para la bomba LC-20AT del Cromatografo Líquido de Alta Resolución SHIMADZU LC-20A
Especificación técnica:	<p>El repuesto es original y debe venir en su empaque original sellado y rotulado.</p> <p>Este kit consta de las siguientes partes: Plunger assembly (pistón) 228-3509-93, Filtro de succión 228-45707-91, Válvula check in 228-45704-92, Shimadzu Inlet Check 228-48249-91, Spacers 228-42700, Peek frit assy 228-48607-91</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  Pistón </div> <div style="text-align: center;">  filtro de succión </div> <div style="text-align: center;">  Válvula check in </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  Shimadzu Inlet Check Valve </div> <div style="text-align: center;">  Peek Frit assy </div> </div>
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	Catálogo

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 14:03:41 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 14:41:52 -06'00'









Código de la CCSS	848400100
Descripción del código CCSS	EQUIPO CROMATOGRFO LIQUIDO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.
Código interno (número de parte)	220-91473-08
Descripción del código interno	Kit de Mantenimiento para la Automuestreador SIL-20A del Cromatografo Líquido de Alta Resolución SHIMADZU LC20A
Especificación técnica:	<p>El kit contiene las siguientes partes:</p> <p>228-35010-91= Un pistón ensamblado </p> <p>228-35145-00= Un sello de pistón tipo GFT </p> <p>228-36923-00= Un Rotor tipo Peek para válvula de baja pre </p> <p>228-41024-93 = Una Aguja recubierta </p> <p>228-42325-01=Un Sello de aguja tipo Peek </p> <p>228-45402-95 = Loop estándar de 100µL </p> <p>228-45708-91=Filtro de succión ensamblado </p> <p>El repuesto es nuevo y debe venir en su empaque original sellado y rotulado</p>
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	http://store.shimadzu.com/c-849-consumables.aspx

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 14:08:35 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 14:42:24 -06'00'







Código de la CCSS	848400100
Descripción del código COSS	EQUIPO CROMATOGRFO LÍQUIDO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.
Código interno (número de parte)	220-91474-04
Descripción del código interno	Kit de Mantenimiento para detector SPD-20A del Cromatografo Shimadzu LC-20A
Especificación técnica:	<p>El kit contiene las siguientes partes:</p> <p>228-18058-00 Una ventana de la celda ambos lados plani </p> <p>228-14572-00 Un Lente con un lado plano un lado conve </p> <p>228-35097-95 Dos Juntas(Gasket) de la celda de flujo, </p> <p>228-34016-02 Una Lámpara de Deuterio D2. </p>
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	http://store.shimadzu.com/c-849-consumables.aspx

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 14:12:05 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VAŠQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 14:43:35 -06'00'



FICHA TÉCNICA PARA REPUESTOS	ITEM No. 12	
------------------------------	-------------	---

Código de la CCSS	848400100
Descripción del código CCSS	EQUIPO CROMATOGRFO LÍQUIDO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.
Código interno (número de parte)	228-34016-02
Descripción del código interno	Lámpara de deuterio para detector SPD-20A del Cromatógrafo Shimadzu LC20A.
Especificación técnica:	Lámpara de deuterio para detector SPD-20A para Cromatógrafo Líquido Shimadzu LC20A. Número de parte Shimadzu 228-34016-02 El repuesto es nuevo y debe venir en su empaque original sellado y rotulado.
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	http://store.shimadzu.com/c-849-consumables.aspx http://www.iss-store.co.uk/catalog/shimadzu-deuterium-lamp-spd20aav10avpavvp-2283401602-p-7821.html

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 14:16:17 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 14:44:08 -06'00'






Código de la CCSS	848400100
Descripción del código CCSS	EQUIPO CROMATOGRÁFO LÍQUIDO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES.
Código interno (número de parte)	5042-6462
Descripción del código interno	Tubería peek 1/16" *,007/0,18 mm d.i.* 5 metros - código de parte 5042-6462
Especificación técnica:	Tubería peek 1/16" *,007/0,18 mm d.i.* 5 metros Número de parte Agilent 5042-6462 El repuesto es original y debe venir en su empaque original sellado y rotulado.
Fotografía o imagen del producto	No disponible
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	http://www.agilent.com/search/?Ntt=5042-6462

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 15:09:31 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 15:27:07 -06'00'




FICHA TÉCNICA PARA REPUESTOS	ITEM No. 14	
------------------------------	-------------	---

Código de la CCSS	848400013
Descripción del código CCSS	PISTONES DE ZAFIRO PARA BOMBA CROMATOGRÁFICA AGILENT 1100 Y 1200
Código interno (número de parte)	5063-6586
Descripción del código interno	Pistones de Zafiro 5063-6586 para Bomba de HPLC
Especificación técnica:	Pistones de Zafiro 5063-6586 para Bomba cromatográfica Agilent 1200 El repuesto es original y debe venir en su empaque original sellado y rotulado
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	Catálogo Agilent Technologies Edición 2009-2010

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 15:12:34 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 15:28:13 -06'00'






Código de la CCSS	848400014
Descripción del código CCSS	SELLO DE ORO PARA CROMATOGRAFOS AGILENT 1100 Y 1200
Código interno (número de parte)	5067-4728
Descripción del código interno	Sello de oro para Cromatógrafos Agilent 1200.
Especificación técnica:	Sello de oro para Cromatógrafo Líquido Agilent 1200. Número de parte Agilent 5067-4728 El repuesto es original y debe venir en su empaque original sellado y rotulado.
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	Catálogo Agilent Technologies Edición 2009-2010

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 15:16:42 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 16:14:02 -06'00'






Código de la CCSS	848400100
Descripción del código CCSS	EQUIPO CROMATOGRÁFO LÍQUIDO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES.
Código interno (número de parte)	5190-0917
Descripción del código interno	Lámpara deuterio 5190-0917
Especificación técnica:	Lámpara de deuterio de larga duración para utilizar en el detector UV del Cromatógrafo Líquido de Alta Resolución AGILENT 1260 NUMERO DE PARTE: AGILENT 5190-0917. El repuesto es original y debe venir en su empaque original empacado al vacío, sellado y rotulado.
Fotografía o imagen del producto	 Long life HiS Deuterium lamp, 5190-0917
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	Catálogo Agilent Technologies Edición 2009-2010

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 15:21:30 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 16:15:35 -06'00'



FICHA TÉCNICA PARA REPUESTOS	ITEM N ^o . 17	
------------------------------	--------------------------	---

Código de la CCSS	848400100
Descripción del código CCSS	EQUIPO CROMATOGRFO LÍQUIDO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.
Código interno (número de parte)	G1314-60100
Descripción del código interno	Lámpara deuterio G1314-60100 para detector VWD
Especificación técnica:	Lámpara de deuterio para ser utilizada en detector VWD del Cromatógrafo Líquido Agilent 1200, el repuesto es original de la casa AGILENT. # PARTE: AGILENT G1314-60100 El repuesto es original y debe venir en su empaque original sellado y rotulado.
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	Catálogo Agilent Technologies Edición 2009-2010

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 15:29:36 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 16:17:54 -06'00'







Código de la CCSS	848400050
Descripción del código CCSS	FILTRO DE 0,2 µM PARA EQUIPOS PURELAB FLEX.
Código interno (número de parte)	LC-145
Descripción del código interno	Filtro de 0,2 µm para utilizarse en equipos de purificación y filtración de agua modelo Purelab FLEX (ELGA)
Especificación técnica:	Filtro de 0,2 µm para utilizarse en equipos de purificación y filtración de agua Tipo 1 modelo Purelab FLEX (ELGA), similar a Número de parte ELGA LC145 El repuesto es original y debe venir en su empaque original sellado y rotulado.
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	https://store.elgalabwater.com/usa/catalogsearch/result/?q=LC+145

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 15:36:54 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 16:19:39 -06'00'




FICHA TÉCNICA PARA REPUESTOS	ITEM No. 19	
------------------------------	-------------	---

Código de la CCSS	848300625
Descripción del código CCSS	SISTEMA DE FILTRACION Y PURIFICACION DE AGUA, REPUESTOS Y ACCESORIOS
Código interno (número de parte)	LC-158
Descripción del código interno	Lámpara de luz UV LC-158 λ 254 nm para equipo CENTRA RDS
Especificación técnica:	Lámpara de luz UV λ 254 nm para equipo CENTRA RDS. Número de parte ELGA LC158 El repuesto es nuevo, original y debe venir en su empaque original sellado y rotulado.
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	https://store.elgalabwater.com/usa/catalogsearch/result?q=LC158

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01	
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 15:38:16 -06'00'	
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA)	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 16:20:12 -06'00'






Código de la CCSS	848300118
Descripción del código CCSS	FILTRO ELGA LABWATER 0,2 µm MARCA ELGA, NÚMERO DE PARTE LC 160 LC 160 PARA EQUIPO CENTRA RDS (USO EXCLUSIVO PARA EL LABORATORIO DE NORMAS Y CALIDAD DE MEDICAMENTOS)
Código interno (número de parte)	LC-160
Descripción del código interno	Filtro LC-160 de 0,2 µ* 10 pulgadas para utilizarse en equipo de purificación y filtración de agua modelo CENTRA RDS (ELGA)
Especificación técnica:	Filtro micro poroso para microorganismos y partículas de 0,2 µm para utilizarse en equipo de purificación y filtración de agua modelo <u>Centra RDS</u> (ELGA), similar a Número de parte ELGA LC 160
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	https://www.shop.elgaprocesswater.co.uk/0-2-micron-filter.html

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 15:39:56 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 16:20:41 -06'00'





Código de la CCSS	848400100
Descripción del código CCSS	EQUIPO CROMATOGRFO LIQUIDO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.
Código interno (número de parte)	9904802
Descripción del código interno	Sello de rotor Vespel
Especificación técnica:	Sello rotor para Cromatógrafo líquido de alta resolución Perkin Elmer serie 200 con número de parte Perkin Elmer 9904802. El repuesto es nuevo, original y debe venir en su empaque sellado y rotulado
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	http://www.perkinelmer.com/Catalog/Product/ID/09904802

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 15:24:46 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 16:16:28 -06'00'





Código de la CCSS	848400100
Descripción del código CCSS	EQUIPO CROMATOGRAFO LIQUIDO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.
Código interno (número de parte)	01018-07102
Descripción del código interno	FILM WASHER
Especificación técnica:	Film washer para bomba HPLC Agilent 1260. Número de parte Agilent 01018-07102 El repuesto es nuevo, original y debe venir en su empaque sellado y rotulado
Fotografía o imagen del producto	No disponible
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	http://www.perkinelmer.com/Catalog/Product/ID/09904802

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 14:59:04 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 15:25:27 -06'00'





Código de la CCSS	848400100
Descripción del código CCSS	EQUIPO CROMATOGRÁFO LÍQUIDO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES.
Código interno (número de parte)	228-36923-00
Descripción del código interno	Rotor peek
Especificación técnica:	Rotor tipo peek para válvula de baja presión para cromatografo líquido Shimadzu LC-20AT. Número de parte Shimadzu 228-36923-00. El repuesto es nuevo, original y debe venir en su empaque sellado y rotulado
Fotografía o imagen del producto	No disponible
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	https://store.shimadzu.com/s-998-autosampler-accessories.aspx

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 14:18:49 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 14:44:36 -06'00'






Código de la CCSS	848400100
Descripción del código CCSS	EQUIPO CROMATOGRAFO LIQUIDO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.
Código interno (número de parte)	228-41024-93
Descripción del código interno	AGUJA 20A
Especificación técnica:	Aguja para cromatografo liquido Shimadzu LC-20AT, con número de parte Shimadzu 228-41024-93 El repuesto es nuevo, original y debe venir en su empaque sellado y rotulado
Fotografía o imagen del producto	No disponible
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	https://store.shimadzu.com/s-998-autosampler-accessories.aspx

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 14:24:38 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 14:45:16 -06'00'




FICHA TÉCNICA PARA REPUESTOS	# 25 ITEM No. 25	
------------------------------	------------------	---

Código de la CCSS	848400100
Descripción del código CCSS	EQUIPO CROMATOGRFO LIQUIDO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.
Código interno (número de parte)	5062-2484
Descripción del código interno	Wash seal gasket, para bomba del Cromatógrafo Líquido Agilent modelo 1260.
Especificación técnica:	Wash seal gasket, para bomba del Cromatógrafo Líquido Agilent modelo 1260. Número de parte 5062-2484. El repuesto es nuevo, original y debe venir en su empaque sellado y rotulado
Fotografía o imagen del producto	No disponible
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	http://www.agilent.com/store/en_US/Prod-5062-2484/5062-2484

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 15:10:59 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 15:27:43 -06'00'





Código de la CCSS	848400100
Descripción del código CCSS	EQUIPO CROMATOGRFO LIQUIDO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.
Código interno (número de parte)	5063-6589
Descripción del código interno	Sellos para pistón del Cromatógrafo Líquido Agilent modelos 1200
Especificación técnica:	Sellos para pistón del Cromatógrafo Líquido Agilent modelos 1200. Número de parte AGILENT 5063-6589 El repuesto es nuevo, original y su empaque debe venir sellado y rotulado
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	Catálogo Agilent Technologies Edición 2009-2010

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 15:14:11 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 15:28:51 -06'00'







Código de la CCSS	848400100
Descripción del código CCSS	EQUIPO CROMATOGRFO LIQUIDO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.
Código interno (número de parte)	G1312-60025
Descripción del código interno	Active inlet valve
Especificación técnica:	Válvula de entrada activa para Cromatógrafo Líquido Agilent modelos 1200. Número de parte AGILENT G1312-60025 El repuesto es nuevo, original y su empaque debe venir sellado y rotulado
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	http://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=G1312-60025#

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 15:28:02 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 16:17:24 -06'00'




FICHA TÉCNICA PARA REPUESTOS	ITEM No. 28	
------------------------------	-------------	---

Código de la CCSS	848400100
Descripción del código CCSS	EQUIPO CROMATOGRÁFO LÍQUIDO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES.
Código interno (número de parte)	G1367-87012
Descripción del código interno	Asiento de aguja para automuestreador de sistema de cromatografía líquida de alta resolución Agilent 1260.
Especificación técnica:	Asiento de aguja para automuestreador de sistema de cromatografía líquida de alta resolución Agilent 1260.. Número de parte AGILENT G1312-60025. El repuesto es nuevo, original y su empaque debe venir sellado y rotulado
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	http://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=G1367-87012

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 15:30:52 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 16:18:18 -06'00'







Código de la CCSS	848400100
Descripción del código CCSS	EQUIPO CROMATOGRAFO LIQUIDO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.
Código interno (número de parte)	G4226-87201
Descripción del código interno	Needle assembly
Especificación técnica:	Aguja para automuestreador de sistema de cromatografía líquida de alta resolución Agilent 1260.. Número de parte AGILENT G4226-87201. El repuesto es nuevo, original y su empaque debe venir sellado y rotulado
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	http://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=G4226-87201

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 15:32:00 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 16:18:47 -06'00'




FICHA TÉCNICA PARA REPUESTOS	ITEM No. 250	
------------------------------	--------------	---

Código de la CCSS	848300625
Descripción del código CCSS	SISTEMA DE FILTRACION Y PURIFICACION DE AGUA, REPUESTOS Y ACCESORIOS
Código interno (número de parte)	LC-105
Descripción del código interno	Lampara UV para PURELAB OPTION
Especificación técnica:	Lámpara UV para equipo purificador de agua Purelab Option. Número de parte ELGA LC-105. El repuesto es nuevo, original y su empaque debe venir sellado y rotulado
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	https://store.elgalabwater.com/usa/uv-lamp-for-option-2-4-5-medica-maxima-optima-elect-option-30-mk2.html

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CÁSTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 15:34:37 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 16:19:12 -06'00'



FICHA TÉCNICA PARA REPUESTOS	ITEM No. 31	
------------------------------	-------------	---

Código de la CCSS	801040114
Descripción del código CCSS	CARTUCHO DE PURIFICACIÓN PARA EQUIPO DE PURIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA 100% COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE.
Código interno (número de parte)	LC-208
Descripción del código interno	Cartucho de purificación para utilizarse en equipo de purificación y filtración de agua modelo PURELAB FLEX (ELGA)
Especificación técnica:	Cartucho de purificación para utilizarse en equipos de purificación y filtración de agua Tipo 1 modelo Purelab FLEX (ELGA), similar a Número de parte ELGA LC208 El repuesto es nuevo, original y su empaque debe venir sellado y rotulado
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	Purelab flex Operator Manual. Page 3 (http://shop.midsci.com/protocols/PURELAB-Flex-1-2-Op-Manual.pdf)

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 15:41:41 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 16:21:09 -06'00'



FICHA TÉCNICA PARA REPUESTOS	ITEM No. 32	
------------------------------	-------------	---

Código de la CCSS	848401000
Descripción del código CCSS	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CROMATÓGRAFO DE GAS
Código interno (número de parte)	5181-8830
Descripción del código interno	TUERCA PARA PUESTO CAPILAR Y DETECTOR FID
Especificación técnica:	Tuerca de columna para capilares del Cromatogra de gases Agilent Modelo 7890A. Número de parte 5181-8830, paquete con 2 unidades. El repuesto es nuevo, original y su empaque debe venir sellado y rotulado
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	http://www.agilent.com/store/en_US/Prod-5181-8830/5181-8830#

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 15:19:53 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 16:15:06 -06'00'






Código de la CCSS	848401000
Descripción del código CCSS	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CROMATÓGRAFO DE GAS
Código interno (número de parte)	500-2118
Descripción del código interno	FERRULA DE 0.53 10 UNIDADES
Especificación técnica:	Ferrula de grafito, 0.8 mm. Número de parte 500-2118 paquete con 10 unidades. El repuesto es nuevo, original y su empaque debe venir sellado y rotulado
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	http://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=500-2118

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 14:29:22 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 15:24:22 -06'00'







Código de la CCSS	856012400
Descripción del código CCSS	ELECTRODOS, SEGUN TIPO EQUIPO, MATERIAL Y DIMENSIONES
Código interno (número de parte)	8107BNUMD
Descripción del código interno	Electrodo combinado Ph/ATC de bajo mantenimiento, con conector BNC Y 8 pines miniDIN, Número de catálogo ThermoFisher 8107BNUMD
Especificación técnica:	Electrodo combinado Ph/ATC de bajo mantenimiento, con conector BNC Y 8 pines miniDIN, rango pH: 0 a 14, Precisión 0.01 upH, rango temperatura 0 °C a 80 °C. Similar a Número de catálogo ThermoFisher 8107BNUMD. El repuesto es nuevo y su empaque debe venir sellado y rotulado
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	1 año una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/8107BNUMD

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 15:23:27 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 16:16:03 -06'00'




FICHA TÉCNICA PARA REPUESTOS	ITEM No. 35	
------------------------------	-------------	---

Código de la CCSS	848401000
Descripción del código CCSS	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CROMATÓGRAFO DE GAS
Código interno (número de parte)	5181-3382
Descripción del código interno	Envase de vidrio de entrada empacado para usar en cromatografo de gases
Especificación técnica:	Envase de vidrio, para entrada de columna empacada CG. Número de parte 500-2118 paquete con 5 unidades. El repuesto es nuevo, original y su empaque debe venir sellado y rotulado
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	http://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=500-2118

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 15:18:10 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 16:14:34 -06'00'




FICHA TÉCNICA PARA REPUESTOS	ITEM No. 36	
------------------------------	-------------	---

Código de la CCSS	848400100
Descripción del código CCSS	EQUIPO CROMATOGRFO LÍQUIDO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.
Código interno (número de parte)	228-53184-91
Descripción del código interno	Tubería de acero inoxidable para HPLC SIL-30C
Especificación técnica:	Tubería de acero inoxidable para HPLC SIL- 30C, Nexera para salida de la HPV a la Columna. De 0.1 x 600 mm, Preformada y con conector. Número de parte Shimadzu 228-53184-91. El repuesto es nuevo, original y su empaque debe venir sellado y rotulado
Fotografía o imagen del producto	No disponible.
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	https://store.shimadzu.com/s-998-autosampler-accessories.aspx

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01	
ELABORADO POR:	MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA)	MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) 2017.02.20 11:44:22 -06'00'
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA)	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.20 11:45:11 -06'00'



FICHA TÉCNICA PARA REPUESTOS	ITEM No 37	
------------------------------	------------	---

Código de la CCSS	848440020
Descripción del código CCSS	TITULADOR DE HUMEDAD, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.
Código interno (número de parte)	51109806
Descripción del código interno	Cable adaptador AC/DC
Especificación técnica:	Fuente de alimentación externa para Titulador Automático marca Mettler Toledo, modelo T70. Número de parte Mettler Toledo 51109806. El repuesto es nuevo, original y su empaque debe venir sellado y rotulado
Fotografía o imagen del producto	
Rotulación mínima requerida para el empaque	Número de parte y fabricante
Garantía	Un mes de garantía una vez instalado
Referencia de la especificación técnica	https://www.midlandsci.com/default.aspx?page=item%20detail&itemcode=METTLER+51109806

VERSIÓN DE FICHA TÉCNICA	01	
ELABORADO POR:	Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE MORALES CASTRO (FIRMA) Fecha: 2017.02.16 15:43:53 -06'00'	
REVISADO POR:	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA)	OMAR LEONARDO MOYA VASQUEZ (FIRMA) 2017.02.16 16:21:37 -06'00'

