



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
AREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
SUB AREA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA

Martes 28 de enero del 2020

SCASC-33-2020

Señores  
**PROVEEDORES**

**ASUNTO:** Respuesta a solicitud de aclaración al cartel 2020CD-000040-2102

Estimados Señores:

En respuesta a peticiones de aclaraciones al cartel, adjunto (Características de la Contratación), suscrito por la Dra. Teresa Mendoza Sánchez, Sub Directora Clínica Área de Medicina, quien se refiere a las peticiones realizadas, se adjuntan documentos (folios 56 al 58).

Cabe recalcar que la apertura del expediente se programó para el día miércoles 29 de enero del 2020 a las 11:00 horas.

Agradeciendo lo anterior, suscribe

MBA. Daniel Castro Vargas  
**Coordinador de la Sub Área de Contratación Administrativa**



Cc.  
Archivo/carro

SS

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Hospital San Juan de Dios  
Supervisión de Medicina  
Teléfono: 2547-8246

56

**No.0118-SM-2020**

28 de enero de 2020

MBA.

Daniel Castro Vargas

**Coordinador**

**Sub Área de Contratación Administrativa**

**Área de Gestión de Bienes y Servicios**

Estimado MBA. Castro:

En atención a oficio SCASC-024-2020, respecto a la solicitud por parte de la Casa Comercial Corporación Quirúrgica de realizar modificaciones a las especificaciones técnicas los ítem # 2 y # 3 del Proceso de Compra N° 2020CD-000040-2102, aceptamos dichas modificaciones ya que después de realizar un análisis se determinó que las mismas no afectan la finalidad de los dispositivos.

Se adjunta las hojas de las especificaciones técnicas con las modificaciones solicitadas.

Atentamente,

  
Dra. Teresa Mendoza Sánchez  
**Sub-Directora Clínica Área de Medicina**



**Adjunto:**

Expediente de compra N° 2020CD-000040-2102, con 55 folios

Dos hojas con las modificaciones correspondientes a los ítem # 2 y # 3.

**C: Archivo**



**CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL**  
**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**INSTITUCIÓN BENEMÉRITA**  
**SUPERVISIÓN DE MEDICINA**  
**Tel: 2547-8642**

Item	Código Específico	Descripción
2	2-94-01-0031	EXTENSION BIFURCADA MACRO DE 15 CM CON 2 CONECTORES LIBRE DE AGUJAS PARA ACCESOS VASCULARES VENOSOS CON TECNOLOGÍA SPLIT SEPTUM

### Conectores Libre de Aguja y Extensión

Set extensión corta macro bifurcada de 15 cm, con dos conectores libres de aguja transparentes unidos a un tubo transparente, flexible con 2 pinzas deslizantes no extraíble. Con conector luer macho con tapa protectora y conexión luer lock deslizable en el extremo distal y un conector luer hembra con conectores transparentes, con tecnología Split septum.

Se solicita que cuente con tecnología split septum se abre cuando se conecta un dispositivo con conexión Luer macho tal como jeringas o sets de administración IV. El septum se cierra cuando el dispositivo es removido, haciendo un sistema cerrado, También se acepta algún otro sistema de cierre diferente, siempre y cuando este garantice el mismo rendimiento del producto y no interfiera en el resultado final del uso del dispositivo.

Longitud: de 10 a 15 cm.  
 Velocidad de infusión: 20 L/hr (445 ml/min)  
 Volumen de purgado: de 0.10ml hasta 1.60mL.  
 Presión que soporta: 45 PSI  
 Presión del conector: negativa.  
 Número de activaciones: 200 activaciones.  
 Estéril. Desechable. Libre de Látex.  
 Hipoalergénico



  
 Dra. Teresa Mendoza Sánchez  
 Sub-Directora Clínica Área de Medicina

Sello



**CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
INSTITUCIÓN BENEMÉRITA  
SUPERVISIÓN DE MEDICINA  
Tel: 2547-8642**

Item	Código Específico	Descripción
3	2-94-01-0032	EXTENSION TRIFURCADA MACRO DE 15 CM CON 3 CONECTORES LIBRE DE AGUJAS PARA ACCESOS VASCULARES VENOSOS CON TECNOLOGÍA SPLIT SEPTUM

### **Conectores Libre de Aguja y Extensión**

Set extensión corta macro trifurcada o cuatrifurcada de 15 cm, con tres conectores libres de aguja transparentes unidos a un tubo transparente, flexible con 3 pinzas deslizantes no extraíbles. Cuenta con conector luer macho con tapa protectora y conexión luer lock deslizable en el extremo distal y un conector luer hembra con conectores transparentes, con tecnología Split septum.

La tecnología split septum se abre cuando se conecta un dispositivo con conexión Luer macho tal como jeringas o sets de administración IV. El septum se cierra cuando el dispositivo es removido, haciendo un sistema cerrado. También se acepta algún otro sistema de cierre diferente, siempre y cuando este garantice el mismo rendimiento del producto y no interfiera en el resultado final del uso del dispositivo.

Longitud: 15 cm (6 IN)  
Velocidad de infusión: 20 L/hr (445 ml/min)  
Volumen de purgado: de 0.20ml hasta 2.25 ml.  
Presión que soporta: 45 PSI  
Presión del conector: negativa.  
Número de activaciones: 200 activaciones.  
Estéril. Desechable. Libre de látex.  
Hipoalergénico

HOSP. SAN JUAN DE DIOS

A.G.S.-RECEPCION

28/Ene/2020 #111-01



  
Dra. Teresa Mendoza Sánchez  
Sub-Directora Clínica Área de Medicina

Sello