



CAJA COSTARRICENSE SEGURO SOCIAL

HOSPITAL SAN CARLOS

Servicio Cirugía

Teléfono : 2401-1320

JSC-HSC-182-2017
10 de noviembre de 2017

Licenciado
Raúl Vargas Ramírez
Coordinador
Hospital San Carlos



Asunto: Modificación Cartel de Compra 2017CD-000060-2401

Estimado licenciado

En respuesta al oficio AGBS-SCAHSC-2396-2017, se realizan las siguientes modificaciones al Cartel

- Ítem N°4 Léase correctamente: Porta agujas tipo Barraquer u Porta Agujas tipo Castroviejo boca curva, de acero inoxidable, boca de 9mm (+/-3 mm), longitud total 135mm (+/-10mm), sin cierre, esterilizable.
- Ítem N°6 Léase correctamente: Pinza para sutura tipo bishop-harmon, longitud total de 87 mm(+/-1mm), en titanio o en acero inoxidable . Debe tener mango plano aserrado, de 3(+/-1)mm plataforma de anular
- Ítem N°7 Léase correctamente: De hojas solidas delgadas de 16 mm (+/-3 mm), mecanismo ajustable de acabado mate, angulado de 45°, largo 70mm (+/-2mm) de acero inoxidable u titanio, esterilizable.
- Ítem N° 8 Léase correctamente: Pinza para anudar suturas, mc pherson, pinza recta con plataforma de 4mm (+/-1mm), largo 80mm (+/-4mm)
- Ítem N° 9 Léase correctamente: Pinza sutura mc pherson, angulada 45°, para sutura, largo 8.5 mm(+/- 2mm), 5mm(+/-2) de plataforma. De titanio u acero inoxidable grado médico.
- Ítem N°10 Léase correctamente: Con punta roma de 0.18 (± 3) mm de diámetro, acero inoxidable, tiro angulado de 10 (± 1) mm, mango redondo granulado acabado opaco.
- Ítem N°12 Léase correctamente: Con punta angulada y recta, mango redondo, punta 0.2 (+/-0.5)mm de reloj de arena (tipo Lester), material acero inoxidable, de 115mm(+/-10mm)
- Ítem N°14 Léase correctamente: Cuchillas Dobles de 0,5mm x 10mm (+/-5mm) y 0,5mm x 15mm (+/-5mm), ambos extremos son afilados con las láminas curvadas, mango dentado cuadrado con acabado de pulido, longitud total de 127 a 140 (+/-5) mm, material acero inoxidable, esterilizable.



75

CAJA COSTARRICENSE SEGURO SOCIAL

HOSPITAL SAN CARLOS

Servicio Cirugía

Teléfono: 2401-1320

← →

Ítem N°15 Léase correctamente: De núcleo de WILDER, medidas 4(+/-0.5)mm (ancha) x15 mm(larga), aserrada, largo total de 135 (+/-5) mm, de acero inoxidable

Ítem N°17 Léase correctamente: Las puntas anguladas de 11mm (+/-3mm) ultra fina, con cistotómo, mango plano aserrado, longitud de 80 a 105mm material acero inoxidable.

Ítem N°23 Léase correctamente: Material acero inoxidable o titanio, conocidas como tipo Joyero o relojero, puntas finas, recta, tamaño 105 (+/-5)mm, esterilizable.

Sin otro particular

Atentamente

Dr. Carlos Mario Salazar Quiros
Jefe del Servicio de Cirugía
Hospital San Carlos



Cc: Archivo